

Mline® 手动移液器

轻而易举的精准

赛多利斯手动移液器家族中的 Mline®, 为您提供杰出的人体工程学、优秀的性能和安全性。它是长时间从事重复性手动移液工作的理想选择, 可以防止手、手臂和肩膀出现与工作有关的劳损。

功能和优势

别出心裁的按压退除过滤器机制

高度耐化学性且耐紫外线材质

- 经久耐用的移液器

简单的用户自校准

- 可根据需要进行快速校准, 如: 使用不同的液体

Optiload 轻松实现吸头密封

- 使吸头能够以相同的恒力装载到每个通道上
- 使吸头都能紧密安装到每个吸头圆锥上
- 让吸头退除变得更轻松



流畅、轻松的容量调节

- 避免手部损伤, 仅用指尖即可调节

内部隔热设计, 提高准确度

容量颜色标识

- 通过颜色标识即可方便选择匹配的赛多利斯吸头

大数字容量显示

- 容量快速易读, 减少容量设置错误

容量锁

- 避免移液过程中意外的容量变化

只有三个部件需要拆卸

- 便于清洁保养

无需拆卸, 整支灭菌

- 可高温高压灭菌



>10µl 型号可安装安全圆锥过滤器

- 无交叉污染的移液



性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (μl)	可变量 (μl)	安全圆锥过滤器		Optifit 吸头 (μl)	Safetyspace™ 滤芯吸头 (μl)
				标准型	增强型		
725010	1	0.1-3	0.002	-	-	10	10
725020	1	0.5-10	0.01	-	-	10	10
725030	1	2-20	0.02	721014	-	200	20
725050	1	10-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
725060	1	20-200	0.20	721007	721017	200, 350	200, 300
725070	1	100-1000	1.00	721006	721016	1000	1000
725080	1	500-5000	10.0	721005	721015	5000	-
725090	1	1000-10000	20.0	721005	721015	10000	-
725120	8	0.5-10	0.01	-	-	10	10
725130	8	5-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
725140	8	30-300	0.20	721007	721017	350	300
725220	12	0.5-10	0.01	-	-	10	10
725230	12	5-100	0.10	721008	721018	200, 350	120
725240	12	30-300	0.20	721007	721017	350	300

这些规格是在严格控制的条件下 (ISO 8655) 下得到的典型试验规格。由于赛多利斯不断的研发工作，规格如有改变，恕不另行通知。

支架

产品编号	项目
LH-725630	可悬挂 6 支手动移液器的旋转支架
725620	倾斜支架



Mline® 组合装

产品编号	项目
LH-725661	Mline® 3 支装 10 (10μl, 100μl, 1000μl) ， 含配套吸头与配件
LH-725662	Mline® 3 支装 20 (20μl, 200μl, 1000μl) ， 含配套吸头与配件
LH-725663	Mline® 4 支装 (10μl, 100μl, 200μl, 1000μl) ， 含配套吸头与配件
LH-725664	Mline® 5 支装 (20μl, 100μl, 200μl, 1000μl, 5000μl) ， 含配套吸头与配件
LH-725665	Mline® 3+1 套装 (10μl, 200μl, 1000μl, 8 道 300μl) ， 含配套吸头与配件



联系我们

更多联系信息，请访问
www.sartorius.com.cn

赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司
邮箱 leadsch@sartorius.com
服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

