

Proline® 手动移液器

经济可靠的选择

赛多利斯百得家族最初的手动移液器系列 Proline® 至今仍在各实验室被使用，证明了其历久弥新、实用可靠的特性。作为赛多利斯手动移液器中最经济型的一个系列，Proline® 适合高等院校及寻求经济实惠的液体处理工具的各种实验室。由于其重量较轻且具有较高的准确度和精确度，也同样受到专业人士的喜爱。

功能和优势

量程宽泛，有可调容量和
固定容量型号可选

人体工程学手指支撑

- 在移液过程中不需要紧紧握住移液器，减少 RSI 的风险

吸头圆锥耐化学性强

- 经久耐用的吸头圆锥

方便的容量调节

清晰的容量显示

- 容量快速易读，减少容量设置错误

简单的用户自校准

- 可根据需要进行快速校准，如：使用不同的液体

>10µl 型号可安装安全圆锥过滤器

- 无交叉污染的移液



性能规格及订购信息

产品编号	通道数	量程 (μl)	可变量 (μl)	测量体积 (μl)	系统误差 (%)	随机误差 (%)	安全圆锥过滤器 标准型	增强型	Optifit 吸头 (μl)	Safetyspace™ 滤芯吸头 (μl)
720010	1	■ 0.1-2.5 μl	0.05	2.5 1.25 0.25	2.5 3.0 12.0	2.0 3.0 6.0	-	-	10	10
720015	1	■ 0.5-10 μl	0.10	10 5 1	1.0 1.5 3.0	0.8 1.5 2.0	-	-	10	10
720080	1	■ 2-20 μl	0.50	20 10 2	1.0 1.4 4.0	0.5 0.9 3.0	721008	721018	200	20
720025	1	■ 5-50 μl	0.50	50 25 5	1.0 1.4 3.0	0.3 0.6 2.0	721008	721018	200, 350	120
720050	1	■ 10-100 μl	1.00	100 50 10	0.8 1.0 3.0	0.2 0.4 1.0	721007	721017	200, 350	120
720070	1	■ 20-200 μl	1.00	200 100 20	0.6 0.8 2.5	0.2 0.3 0.9	721007	721017	200, 350	200, 300
720060	1	■ 100-1000 μl	5.00	1000 500 100	0.7 0.8 2.5	0.2 0.25 0.7	721006	721016	1000	1000
720110	1	■ 1000-5000 μl	50.0	5000 2500 1000	0.6 0.7 1.2	0.2 0.3 0.3	721005	721015	5000	5000
720210	8	■ 0.5-10 μl	0.10	10 5 1	1.5 2.5 5.5	1.5 2.5 4.0	-	-	10	10
720220	8	■ 5-50 μl	0.50	50 25 5	1.0 1.5 3.0	0.5 1.0 2.0	721014	-	200, 350	120
720240	8	■ 50-300 μl	5.00	300 150 50	0.7 1.0 1.5	0.25 0.5 0.8	721014	-	350	300
720310	12	■ 0.5-10 μl	0.10	10 5 1	1.5 2.5 5.5	1.5 2.5 4.0	-	-	10	10
720320	12	■ 5-50 μl	0.50	50 25 5	1.0 1.5 3.0	0.5 1.0 2.0	721014	-	200, 350	120
720340	12	■ 50-300 μl	5.00	300 150 50	0.7 1.0 1.5	0.25 0.5 0.8	721014	-	350	300

这些规格是在严格控制的条件下 (ISO 8655) 下得到的典型试验规格。由于赛多利斯不断的研发工作，规格如有改变，恕不另行通知。
注意：另有固定量程的单道移液器可供选择，详细规格可垂询赛多利斯销售人员。

支架

产品编号	项目
LH-725630	可悬挂 6 支手动移液器的旋转支架
725620	倾斜支架



更多联系信息，请访问 www.sartorius.com.cn

技术规格如有变更，恕不另行通知。
赛多利斯保留最终解释权 and 修改权。
版本 10 | 2020



关注赛多利斯实验室